

タイトステーション/サイクラ/気化装置 増設時の確認のお願い

増設のご検討の場合には、お客様の既設置装置の確認をお願いいたします。

添付書類をご確認後、該当箇所にご記入のうえFAX、または電子メールにて送付をお願いいたします。

既設置装置が【タッチパネル】タイプの場合

既設置装置				参照添付書類
自動滴定装置	COM-A19	COM-1700A	COM-1700	別紙①
微量水分測定装置	MOICO-A19	AQ-2200A	AQ-2200	
自動水分測定装置	MOIVO-A19	AQV-2200A	AQV-2200	

●バージョン確認画面(例)

The left screenshot shows the '既存装置(メイン)バージョン' (Existing Device (Main) Version) screen. It displays 'メイン V2.00' and 'TS1 V2.01'. Below, under 'アンパ: M-1700', 'サイクラ C-1712 V 1.23' is circled in pink, with a callout 'TS1のオプション' (TS1 Option). The right screenshot shows the '増設形式' (New Unit Form) screen. It displays 'メイン V2.01' and 'TS2 V2.00'. Below, under 'アンパ: CA-2200', '気化装置 SE-320 V 1.10' is circled in pink, with a callout 'TS2のオプション' (TS2 Option).

既設置装置が【パソコン】【タブレット】タイプの場合

既設置装置				参照添付書類
自動滴定装置	COM-1760	COM-1750	TITRA-A16	別紙②
微量水分測定装置	AQ-2260	AQ-2250	-	
自動水分測定装置	AQV-2260	AQV-2250	-	

●バージョン確認画面(例)

The left screenshot shows the '既存装置(メイン)バージョン' (Existing Device (Main) Version) screen for 'AQ/AQV-2260'. It displays 'ソフトウェアバージョン : 5.00'. Below, under '接続デバイス', 'TS1バージョン/形式' is circled in pink, and 'EV-2000 2.70' is circled in pink with a callout 'TS1のオプション'. The right screenshot shows the '既存装置(メイン)バージョン' (Existing Device (Main) Version) screen for '自動滴定装置 COM-1760 v5.00'. It displays 'ソフトウェアバージョン : 5.00'. Below, under '接続デバイス', 'TS1バージョン/形式' is circled in pink, and 'EV-2000 2.70' is circled in pink with a callout 'TS1のオプション'.

タイトステーション/サイクラ/気化装置 増設時の確認のお願い

日付 年 月 日

お客様 _____

代理店（販売店） _____

ご担当者 _____

TEL _____

装置を増設をする場合に確認が必要になりますので必ず御提出ください。

1. 既設装置の『該当欄』に☑を付けて、MFG.No.を御記入ください。

既設装置				MFG.No.	備 考
自動滴定装置	<input type="checkbox"/> COM-A19	<input type="checkbox"/> COM-1700A	<input type="checkbox"/> COM-1700		
微量水分測定装置	<input type="checkbox"/> MOICO-A19	<input type="checkbox"/> AQ-2200A	<input type="checkbox"/> AQ-2200		
自動水分測定装置	<input type="checkbox"/> MOIVO-A19	<input type="checkbox"/> AQV-2200A	<input type="checkbox"/> AQV-2200		

2. 新規装置/既設装置の構成確認およびバージョン確認

① 既設装置該当する装置に☑をしてVerを御記入ください。

② 新規の装置について該当する装置に☑を御記入ください。

	タイトステーション番号	製品形式およびバージョン		製品形式およびバージョン				備考
装置構成	1 ☑ 既設 メイン Ver 【 】	<input type="checkbox"/> TS-3000	Ver (TS)	<input type="checkbox"/> 既設 <input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> C-1712	<input type="checkbox"/> B-1700 ^{※4}	Ver	
		<input type="checkbox"/> TS-1700			<input type="checkbox"/> C-1724	<input type="checkbox"/> B-3000 ^{※4}		
		<input type="checkbox"/> TQ-3000			<input type="checkbox"/> C-1748	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> TQ-2200			<input type="checkbox"/> EV-2000	<input type="checkbox"/> SE-320		
		<input type="checkbox"/> TQV-3000			<input type="checkbox"/> EV-2010	<input type="checkbox"/> LE-320		
		<input type="checkbox"/> TQV-2200			<input type="checkbox"/> EV-2000L ^{※4}	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> TS-1 ^{※1}			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	2 <input type="checkbox"/> 既設 <input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> TS-3000	Ver (TS)	<input type="checkbox"/> 既設 <input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> C-1712	<input type="checkbox"/> B-1700 ^{※4}	Ver	
		<input type="checkbox"/> TS-1700			<input type="checkbox"/> C-1724	<input type="checkbox"/> B-3000 ^{※4}		
		<input type="checkbox"/> TQ-3000			<input type="checkbox"/> C-1748	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> TQ-2200			<input type="checkbox"/> EV-2000	<input type="checkbox"/> SE-320		
		<input type="checkbox"/> TQV-3000			<input type="checkbox"/> EV-2010	<input type="checkbox"/> LE-320		
		<input type="checkbox"/> TQV-2200			<input type="checkbox"/> EV-2000L ^{※4}	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	3 <input type="checkbox"/> 既設 <input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> TS-3000	Ver (TS)	<input type="checkbox"/> 既設 <input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> C-1712	<input type="checkbox"/> B-1700 ^{※4}	Ver	
		<input type="checkbox"/> TS-1700			<input type="checkbox"/> C-1724	<input type="checkbox"/> B-3000 ^{※4}		
<input type="checkbox"/> TQ-3000		<input type="checkbox"/> C-1748			<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> TQ-2200		<input type="checkbox"/> EV-2000			<input type="checkbox"/> SE-320			
<input type="checkbox"/> TQV-3000		<input type="checkbox"/> EV-2010			<input type="checkbox"/> LE-320			
<input type="checkbox"/> TQV-2200		<input type="checkbox"/> EV-2000L ^{※4}			<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
4 <input type="checkbox"/> 既設 <input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> TS-3000	Ver (TS)	<input type="checkbox"/> 既設 <input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> C-1712	<input type="checkbox"/> B-1700 ^{※4}	Ver		
	<input type="checkbox"/> TS-1700			<input type="checkbox"/> C-1724	<input type="checkbox"/> B-3000 ^{※4}			
	<input type="checkbox"/> TQ-3000			<input type="checkbox"/> C-1748	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/> TQ-2200			<input type="checkbox"/> EV-2000	<input type="checkbox"/> SE-320			
	<input type="checkbox"/> TQV-3000			<input type="checkbox"/> EV-2010	<input type="checkbox"/> LE-320			
	<input type="checkbox"/> TQV-2200			<input type="checkbox"/> EV-2000L ^{※4}	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

※1 COM-1700A/COM-1700、AQ-2200A/AQ-2200、AQV-2200A/AQV-2200についてはTS-1に☑してください。

※2 Ver末尾にアルファベットが付く場合は特注ソフトになりますので別途確認が必要になります。

※3 既設装置 (COM-1700/AQ-2200/AQV-2200) のメインVerが【1.x.x】で次の場合はソフトウェアのバージョンアップ「有償」が必要となります。 «COM-1700にTQ/TQVシリーズを増設する場合» «AQ/AQV-2200にTSシリーズを増設する場合»

※4 B-3000/1700、EV-2000Lに付きましてはVerは表示されませんので該当する場合は☐のみを御記入ください。

FAX No.	HIRANUMA担当者
<input type="checkbox"/> 東京オフィス / <input type="checkbox"/> 大阪オフィス	
03-5962-3414	
<input type="checkbox"/> 名古屋オフィス 052-219-1305	
<input type="checkbox"/> 電子メール info@hiranuma.com	

タイトステーション/サイクラ/気化装置 増設時の確認のお願い

日付 年 月 日

お客様

代理店（販売店）

ご担当者

TEL

装置を増設をする場合に確認が必要になりますので必ず御提出ください。

1.既設装置の『該当欄』に☑を付けて、MFG.No.を御記入ください。

既設装置				MFG.No.	備考
自動滴定装置	<input type="checkbox"/> COM-1760	<input type="checkbox"/> COM-1750	<input type="checkbox"/> Part11対応支援ユニット仕様		
	<input type="checkbox"/> TITRA-A16				
微量水分測定装置	<input type="checkbox"/> AQ-2260	<input type="checkbox"/> AQ-2250	<input type="checkbox"/> Part11対応支援ユニット仕様		
自動水分測定装置	<input type="checkbox"/> AQV-2260	<input type="checkbox"/> AQV-2250	<input type="checkbox"/> Part11対応支援ユニット仕様		

2.新規装置/既設装置の構成確認およびバージョン確認

- ①既設装置該当する装置に☑をしてVerを御記入ください。
- ②新規の装置について該当する装置に☑を御記入ください。

装置構成	タイトステーション番号	製品形式およびバージョン		製品形式およびバージョン			備考	
	1 ☑ 既設 メイン Ver 【 】	<input type="checkbox"/> TS-3000	Ver (TS)	<input type="checkbox"/> 既設 <input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> C-1712	<input type="checkbox"/> B-3000 ^{※3}	Ver	
		<input type="checkbox"/> TS-1700			<input type="checkbox"/> C-1724	<input type="checkbox"/> B-1700 ^{※3}		
		<input type="checkbox"/> TQ-3000			<input type="checkbox"/> C-1748	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> TQ-2200			<input type="checkbox"/> EV-2000	<input type="checkbox"/> SE-320		
<input type="checkbox"/> TQV-3000		<input type="checkbox"/> EV-2010			<input type="checkbox"/> LE-320			
<input type="checkbox"/> TQV-2200		<input type="checkbox"/> EV-2000L ^{※3}			<input type="checkbox"/>			
2 <input type="checkbox"/> 既設 <input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> TS-3000	Ver (TS)	<input type="checkbox"/> 既設 <input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> C-1712	<input type="checkbox"/> B-3000 ^{※3}	Ver		
	<input type="checkbox"/> TS-1700			<input type="checkbox"/> C-1724	<input type="checkbox"/> B-1700 ^{※3}			
	<input type="checkbox"/> TQ-3000			<input type="checkbox"/> C-1748	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/> TQ-2200			<input type="checkbox"/> EV-2000	<input type="checkbox"/> SE-320			
	<input type="checkbox"/> TQV-3000			<input type="checkbox"/> EV-2010	<input type="checkbox"/> LE-320			
	<input type="checkbox"/> TQV-2200			<input type="checkbox"/> EV-2000L ^{※3}	<input type="checkbox"/>			
3 <input type="checkbox"/> 既設 <input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> TS-3000	Ver (TS)	<input type="checkbox"/> 既設 <input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> C-1712	<input type="checkbox"/> B-3000 ^{※3}	Ver		
	<input type="checkbox"/> TS-1700			<input type="checkbox"/> C-1724	<input type="checkbox"/> B-1700 ^{※3}			
	<input type="checkbox"/> TQ-3000			<input type="checkbox"/> C-1748	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/> TQ-2200			<input type="checkbox"/> EV-2000	<input type="checkbox"/> SE-320			
	<input type="checkbox"/> TQV-3000			<input type="checkbox"/> EV-2010	<input type="checkbox"/> LE-320			
	<input type="checkbox"/> TQV-2200			<input type="checkbox"/> EV-2000L ^{※3}	<input type="checkbox"/>			
4 <input type="checkbox"/> 既設 <input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> TS-3000	Ver (TS)	<input type="checkbox"/> 既設 <input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> C-1712	<input type="checkbox"/> B-3000 ^{※3}	Ver		
	<input type="checkbox"/> TS-1700			<input type="checkbox"/> C-1724	<input type="checkbox"/> B-1700 ^{※3}			
	<input type="checkbox"/> TQ-3000			<input type="checkbox"/> C-1748	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/> TQ-2200			<input type="checkbox"/> EV-2000	<input type="checkbox"/> SE-320			
	<input type="checkbox"/> TQV-3000			<input type="checkbox"/> EV-2010	<input type="checkbox"/> LE-320			
	<input type="checkbox"/> TQV-2200			<input type="checkbox"/> EV-2000L ^{※3}	<input type="checkbox"/>			

※1 タイトステーション増設可能台数は次の通りとなります。 滴定装置：合計3台 水分測定装置：合計1台
 ※2 Ver末尾にアルファベットが付く場合は特注ソフトになりますので別途確認が必要になります。
 ※3 B-3000/1700、EV-2000Lに付きましてはVerは表示されませんので該当する場合は☑のみを御記入ください。

FAX No.	HIRANUMA担当者
<input type="checkbox"/> 東京オフィス / <input type="checkbox"/> 大阪オフィス 03-5962-3414	
<input type="checkbox"/> 名古屋オフィス 052-219-1305	
<input type="checkbox"/> 電子メール info@hiranuma.com	