

# オートビュレットによる滴定をおススメします！

## 「手分析」から「半自動」にして効率化しませんか？

「手作業での滴定は面倒だけど、自動滴定装置を買うほどではないし・・・」  
そんなあなたに朗報です！

オートビュレットUCB-3000で、滴定作業を大幅に効率化できます。

### メリット

- ガラスビュレットの洗浄や共洗いが不要に
- 試薬充填は自動で手間いらず
- 濃度計算も自動で計算ミスなし
- 最小約0.01mLの精密滴加
- 滴定結果を自動印字（オプションプリンタ）
- 異なる試薬への交換は、別のヘッドを装着するだけ

### 測定用途例

- ・ 果実飲料の酸度
  - ・ しょうゆ、みそ、ソースの塩分
  - ・ 上水、下水の酸やアルカリ測定
- ・・・など、手動で滴定しているものなら何でも！

使いやすいタッチパネル

わかりやすい日本語表示

定量分注もできます

オートビュレット UCB-3000-20  
参考価格：450,000円




# オートビュレットによる滴定をおススメします！

## 使い方はとてもカンタン。

① 設定を確認します

② いずれかの方法で滴加します

③ 結果が表示されます



タッチパネル

滴加つまみ

リモートスイッチ

▶ 終点近くの微量滴加が可能！

スターラK-3000TS 構成例

### オプション



サーマルプリンタ  
PR-28T

参考価格：55,000円



ビュレットヘッド H-3000シリーズ  
(容量 1,5,10,20,50mL)

参考価格：120,000円～



スターラ  
K-3000TS

参考価格：100,000円

記載の価格に、消費税・据付費は含まれておりません。

## 株式会社 HIRANUMA

本社・水戸事業所 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1739  
東京オフィス・大阪オフィス・名古屋オフィス  
<https://www.hiranuma.com>