

お客様各位

WindowsXp のサポート終了に対する弊社製品の対応について

平成 26 年 2 月 21 日

平沼産業株式会社

日頃より弊社製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

ご承知の通り、マイクロソフトでは平成 26 年 4 月 9 日に Windows Xp のサポートを終了するため、これに伴う弊社製品の対応（有償）を下記の通り、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

分類	製品型式	対応
滴定装置	COM-1750 (Part11 含む)	Windows 7 対応版へバージョンアップすることで対応。
	COM-2500	
	COM-2500 Part11	製造中止品につき Windows 7 へのバージョンアップ不可。 Windows XP Professional For Embedded 版で対応。 供給予定は、2016 年 12 月 31 日までとなります。
水分測定装置	AQ-2250 (Part11 含む)	Windows 7 対応版へバージョンアップすることで対応。
	AQ-2100 Part11	製造中止品につき Windows 7 へのバージョンアップ不可。 Windows XP Professional For Embedded 版で対応。 供給予定は、2016 年 12 月 31 日までとなります。
水銀測定装置	HG-450	Windows 7 対応版へバージョンアップすることで対応。
	HG-2500	製造中止品につき Windows 7 へのバージョンアップ不可。 Windows XP Professional For Embedded 版で対応。 供給予定は、2016 年 12 月 31 日までとなります。
PC 関連 ソフトウェア	滴定みえみえ 水分みえみえ 水銀みえみえ HG データ管理 プログラム TOC みえみえ	Windows 7 対応版へバージョンアップすることで対応。
その他	TOC-2000	製造中止品につき Windows 7 へのバージョンアップ不可。 Windows XP Professional For Embedded 版で対応。 供給予定は、2016 年 12 月 31 日までとなります。
	COD-1550	Windows 7 対応版へバージョンアップすることで対応。

**注**

- (1) 費用、その他詳細については最寄の営業所までご連絡をお願い致します。
- (2) バージョンアップ時は現在ご使用の装置のシステム構成、製造番号、およびバージョン（周辺を含む）をご連絡下さい。
- (3) デスクトップパソコンに組み込みのボードは現在ご使用のボードを流用しますので、現在ご使用のパソコン（またはボード）を弊社工場に戻していただく必要があります。
- (4) COM-1750/HG-450 のノート PC の場合、現在ご使用の PC カードは使用できませんので、別途 USB タイプ（CUstation）の購入が必要となります。
- (5) COM-2500 のノート PC の場合、現在ご使用の拡張バスユニットを流用しますので、一旦弊社工場へ戻していただく必要があります。
- (6) PC へのボード組み込み、およびソフトインストールは弊社工場作業となります。
- (7) 周辺機器（TS-2000、TS-1700 等）のバージョンアップは現地作業となります。
- (8) Windows XP Embedded 版は、デスクトップタイプのみになります。
- (9) Windows 7 対応は、32 ビット版のみになります。（64 ビット版には対応していません。）

**・東京営業所**

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-23-8 第 6 川田ビル 3F

TEL 03-3835-9731 (代)

FAX 03-3835-1818

**・名古屋営業所**

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2-13-19 瀧定ビル 4F

(株) 日立ハイテクサイエンス 名古屋営業所内

TEL 050-3139-4952

FAX 052-219-1305

**・大阪営業所**

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 3-3-31

上村ニッセイビル

(株) 日立ハイテクサイエンス 大阪営業所内

TEL 050-3139-4861

FAX 06-4807-2559